

NURSAL 第五世代 低反発クッションの使用案内

高品質の低反発クッション

低反発クッションで座る際にかかる圧力を分散!!!
長時間座っていても座り心地良い



通気性メッシュ素材&滑り止め加工

通気性に優れたメッシュ素材を使用、裏面には滑り止め加工あり、長時間座ってもズレ落ちません。

カバーを外して洗濯OK!

*中のクッションは洗えませんので、ご注意ください。



男性も女性も通用



男性用

通気のところを前



女性用

通気のところを後ろ

特別キャンペーン：

NURSAL 公式ページで「品質保証」を[クリック](#)し、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を1年延長することができます！

NURSAL はお客様へより良い使用体験を提供するために努め続けています！



品質保証ページ



お問い合わせ

service@vipsupport.jp

NURSAL 第五世代 低反発クッション 健康 座布団よくある質問

Q1.腰痛改善の効果はどうでしょうか？

A:人間のお尻の曲線に基づいて設計され、バタフライ型なので尾椎から太ももまで柔らかく包み込んで、弱々しい部位を有効的に隔離し、尾てい骨の体圧を吸収し、腰への負担を軽減します。腰痛 クッションは猫背の改善

が特に目立ちます。それに血流改善、美尻効果、姿勢の崩れも期待できます。

Q2.低反発クッションは洗濯は可能でしょうか？

A:カバーはファスナーが付いていて、取り外して水洗いOKです。いつでも清潔に快適に使うことができます。
中身のメモリーフォームは洗濯できません。

Q3.サイズどのぐらいですか。女子も使用できるのか？

A:サイズは 45*38*8.5cmです。男女兼用タイプです。

Q4.メモリーフォーム太陽の光を浴びますか？

A:メモリーフォームは太陽の光を浴びないでください、特性上硬くなる恐れがあります。

Q5.低反発クッションはズレ防止のタイプでしょうか？

A:低反発座布団は底には滑り止めの粒子状デザインが施されており、滑りにくいので、どこでも快適な座り心地です。長時間座っていてもズレ落ちない。

Q6.長時間使用は大丈夫でしょうか？

A:内部は柔らかく低反発のメモリーフォーム素材が採用され、お尻にぴったりフィットし、長時間椅子に座ることも疲れにくく、おしりの痛みを気にせず快適な座り心地の健康クッションです。通気性メッシュ付きのカバーで、長時間座っても蒸し暑くない

万が一、不具合、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

腰痛対策 1

栄養補給

ビタミンB1には、筋肉や神経の疲れをやわらげる働きがあります。**ビタミンE**には、血液の流れを良くし、筋肉の緊張を取る働きがあるので、痛みをやわらげるのに役立ちます。**ビタミンB1・B6・B12**は神経ビタミンといわれ、神経がうまく働くために大切な栄養素です。

腰痛対策 2

急性腰痛は冷やし、慢性腰痛は温める

①患部の冷やし方

簡単で手軽な方法としては、タオルを水か氷水で濡らしたもので冷やすか、パップ剤を貼るか、市販のコールドパック(冷却剤の入ったパックを冷蔵庫で冷やしたもの)を使います。氷で長時間冷やすのは冷やし過ぎです。



②患部の温め方

温める場合は、体の中まで温めるお風呂などが良いですね。他には、赤外線や痛む部分に当てるホットパック、ドライヤー、使い捨てカイロ、またマッサージなどの方法があります。温める時間は、ホットパックの場合 10～15 分ほど、ドライヤーや使い捨てカイロでは腰の部分ならば 15 分以上、脇やお腹は 5 分以上温めてください。



腰痛対策 3

4 ストレッチで腰痛緩和



ストレッチは無理のない範囲で、とにかくリラックスが大事です。体がリキまないように、深呼吸を続けながら行ってください。ストレッチを行う際は、フローリングなどの硬い床は避け、じゅうたんや布団の上など、体を痛めない場所で行ってください。効果UPのカギは、入浴後や就寝前などの「夜」に行うこと。1か月の継続がオススメです。※お年寄りや体力に不安のある方、足腰などの関節に痛みがある方は、無理をしないでください。